

点滴静注射シミュレータ【Vライン】



使用目的 前腕正中皮静脈・手背静脈からの採血、静脈留置針挿入

特徴 静脈留置針による末梢静脈路確保手技をトレーニング。
駆血帯を巻く、刺入部位の確認・消毒、留置針の刺入、逆血の確認、輸液チューブの接続、自然落下、側管からの薬液注入等。
挿入部位が前腕と手背の2か所で可能。
新規開発による穿刺手技に適したパッドのため、生体により近い手技が可能。

使用方法